

SMARTCLICK™ SYSTEM


ОЧЕРЕДНАЯ НОВИНКА 2014 ГОДА ОТ КОМПАНИИ ГАЛДЕРМА

ЕЩЕ БОЛЬШАЯ ТОЧНОСТЬ И КОНТРОЛЬ С СИСТЕМОЙ SMARTCLICK

- + Небольшой объем равномерно вводимых Скин-бустеров Restylane обеспечивает потрясающий результат*.
- + При каждом легком нажатии на поршень выделяется капля объемом 10 µL и раздается щелчок индикатора SmartClick.
- + Вы можете полностью сосредоточиться на технике введения и не думать о вводимом объеме.
- + Звуковой индикатор можно включать и выключать.

НОВЫЕ ШПРИЦЫ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

- + С тонкостенными иглами**, обеспечивающими легкое прохождение препарата при незначительном давлении на поршень.
- + С канюлями рix'L *** для меньшей травматичности процедуры.



* Streker M et al. J Drugs Dermatol 2013;12(9):990–994

** Galderma Restylane Данные госье (5)

*** Galderma Restylane Данные госье (3), Galderma Restylane Skinboosters Данные госье (6)

Restylane®